

特殊染色申請單

☐ 免疫組織化學染色 (IHC)

☐ 組織化學染色

收件日期 (安捷填寫)		收件編號 (安捷填寫)	
送檢日期		病理編號	
送檢單位		送檢醫師	
姓 名			
身分證號碼		病 歷 號	
抗體染色 項 目			
組織化學 染 色	☐ Acid-Fast ☐ PAS ☐ Mucicarmine ☐ Reticulum Fibers Silver ☐ Masson's trichrome ☐ 其他_____		
檢體種類	☐ 蠟塊 ☐ 3μm 組織空白片		
備 註			
聯絡/收件		電 話	
寄送單位		地 址	

表單編號: AJ-QP-0401/A6

生效日期: 113.10.01

注意事項

1. 檢體置入 10% 中性緩衝福馬林，固定時間必須達 6 小時 ~ 72 小時。
2. 切取之蠟塊編號需與切片玻片編號一致，並清楚填寫以利識別。
3. 務必使用親水性玻片(Hydrophilic coating slide)，避免組織掉片或染色不均。
4. 烤片溫度建議 60~65℃，30 分鐘；並置入玻片盒室溫保存。
5. 脫鈣檢體不宜檢測。
6. 收件後 5 個工作天內寄出染色片或診斷報告。
7. 寄送地址: 高雄市三民區信國路 3 號 4 樓。
8. 連絡電話(07)396-5399。FAX:(07)396-5339。